

展商推荐 | 苏州毕恩思实验器材有限公司亮相 2022 年 9 月青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器展！



展商推介

苏州毕恩思实验器材有限公司

苏州毕恩思实验器材有限公司是拥有自主知识产权的核心技术，具有良好的创新管理和文化，整体技术水平在同行业居于先进地位，在市场竞争中具有优势和持续发展能力的企业。我司是一家集科研、生产、销售为一体的企业。主要生产和经营净气型储药柜、净气型通风柜、称量安全柜、移动净气型吸风罩、化学品安全柜、PP 强酸强碱

柜、气瓶柜、易燃品毒害品柜、废液暂存柜、PP 药品柜、防火净气型药品柜、剧毒品柜等系列产品。

我们的产品在技术上突破了市面上老款产品的功能差、保险系数低、甚至有可能造成二次污染的现象；创造性地使用了国内首创式在线监控装置，保障了用户使用环境的安全洁净。

我们的产品广泛应用于：化工、石油化工、检验检疫、医药、医院、研究院所、大专院校、居家等行业。保护环境是我们的共同责任，作为一个专业从事环保产品研发、生产的企业，我们将视市场需求为己任，为您提供满意的产品！



无管道净气型药品柜



毕恩思 BC-G 实验室无管道储药柜（又叫净气型药品柜/净气型储药柜/净气型药剂柜）系列专为有毒有害化学品存储而设计，适用于各种领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24 小时净化实验室空气，高效环保。

产品特性

▣ 优异性：

无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保

▣ 风机：

无刷式风机，超静音，无火花经典，性能稳定，使用寿命长

▣ 智能监测及报警系统：

双探头设计，可实时对温湿度、VOC 浓度进行数字化监测及报警

▣ 高效过滤系统：

灵活的过滤模块，可搭配预过滤粉末过滤器，高效分子过滤器及 HEPA 粉末过滤器，满足不同化学品的存储要求，达到最佳吸附效果

■物联网远程监控系统：

智能 HMI 人机界面，SIM 卡 4G 通信，智能查看设备运转情况，可设置运行数据，实现监控及报警

■可视性：

高品质透明有机玻璃，可视性良好

■7 英寸大屏幕显示：

分辨率：1024*600，完美视觉效果，对所存储的化学品进行管理

负压天平称量罩



BC-D 系列负压天平称量罩专为安全称量有毒化学粉末和试剂而设计，采用负压式气流，确保良好的控制浓度、过滤效果以及精准称量

和天平的稳定性，能够满足十万分之一的称量精度，保证实验室操作人员的安全。

产品特性

■ 优异性：

无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保

■ 风机：

无刷式风机，超静音，无火花经典，性能稳定，使用寿命长

■ 智能监测及报警系统：

双探头设计，可实时对温湿度、VOC 浓度进行数字化监测及报警

■ 高效过滤系统：

灵活的过滤模块，可搭配预过滤粉末过滤器，高效分子过滤器及 HEPA 粉末过滤器，满足不同化学品的存储要求，达到最佳吸附效果

■ 物联网远程监控系统：

智能 HMI 人机界面，SIM 卡 4G 通信，智能查看设备运转情况，可设置运行数据，实现监控及报警

■ 可视性：

高品质透明有机玻璃，可视性良好

■ 7 英寸大屏幕显示：

分辨率：1024*600，perfect 视觉效果，对所存储的化学品进行管理

无管道净气型通风柜



BC-D 无管道净气型通风柜系列符合美国 SEFA 标准和中国行业标准 JG/T385-2012。产品是专为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计的，可避免操作者在实验中吸入一些有毒有害的、可致病的或毒性不明的化学物质，高效净化通风柜及实验室内的空气，为实验室人员提供安全防护。

产品特性：

▣ 优异性：

无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保

▣ 风机：

无刷式风机，超静音，无火花经典，性能稳定，使用寿命长

▣ 智能监测及报警系统：

双探头设计，可实时对温湿度、VOC 浓度进行数字化监测及报警

▣ 高效过滤系统：

灵活的过滤模块，可搭配预过滤粉末过滤器，高效分子过滤器及 HEPA 粉末过滤器，满足不同化学品的存储要求，达到最佳吸附效果

■物联网远程监控系统：

智能 HMI 人机界面，SIM 卡 4G 通信，智能查看设备运转情况，可设置运行数据，实现监控及报警

■人体工程学：

符合人体工学的倾斜前门板设计，最佳观感，操作舒适

■可视性：

高品质透明有机玻璃，可视性良好

■7 英寸大屏幕显示：

分辨率：1024*600，完美视觉效果，对所存储的化学品进行管理

防火净气型药品柜



毕恩思 BC-G 防火净气型药品柜系列专为有毒有害化学品存储而设计，适用于各个领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24 小时净化实验室空气，效率高的环保。产品符合 ISO9001 标准,符合 JG/T 385-2012 标准,严格按照 OSHA29 CFR1010. 106 和 NFPA CODE30 标准生产,通过第三方欧盟 CE 权威认证。

优异性：

- 1、无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保。
- 2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统，满足多种不同种类的化学品存储。

3、先进模块化过滤技术，完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。

4、无需消耗空调能耗，高效节省能源。

5、移动方便，就近存储，方便存取，提高工作效率。

工作原理：

1、风机

位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压。

2、气体过滤

柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。

3、高质量的空气净化功能经过滤的洁净空气返回到室内，不会危害人员健康。

4、净化实验室空气

24 小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量（建议药品柜保持 24 小时开机）



苏州毕恩思实验器材有限公司

地址：江苏省太仓市北京东路 88 号软件园 J 幢 2 楼

电话：+86 512-33061066

网址：www.bandclab.cn

邮箱：hl@bandc.cn

