

邀请函|品牌赞助商——优莱博技术（北京）有限公司与您相约
青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: D39

优莱博技术（北京）有限公司



品牌介绍

优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解，扩展产品及应用体系，为客户提供整体解决方案，逐步通过合资，收购及战略合作，逐渐形成 JULABO-Chemtron 及 Chemtron-Sci 两大事业部，六大产品及应用体系，包括：

高精度温度控制及测量解决方案
化学反应及分离纯化系统
汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
实验室及工业安全与自动化装备
样品前处理，食品及物性测试
实验室及工业气源供应解决方案。

产品推荐

STRIKE 285 旋转蒸发仪

硼硅玻璃 斜式冷凝型



Strike 285 旋转蒸发仪

快速、Safe、稳定和易用。提供可靠的分离，浓缩和纯化解决方案。Strike 285 配备计时器，程序控制，自动提升等功能。更多的保护措施，包括：过热设置和保护，断电时自动升起，实时监测蒸汽和冷却水温度等。

产品特点：

特色密封技术：耐腐蚀性材料制成（PTFE 碳纤维）；弹性密封，自润滑。该技术应用于 Chemtron 全系旋蒸蒸发仪。

机械结构：电动升降支架，可根据需要调节升降行程，并可停在行程内任意位置；强劲动力马达，最高转速可达 300RPM；角度可调，便于控制蒸发瓶浸没深度。

玻璃套件：两种材质，硼硅玻璃和带安全防护涂层玻璃可选；四种冷凝器结构，斜式，竖直蒸汽上升式，竖直蒸汽下沉式，干冰冷凝；适用于多种体积规格的蒸发瓶和收集瓶。

显示及操控：内置多重语言，触摸屏设计，可锁屏；飞梭旋钮配合触摸屏操控，更加便捷；可设置和显示浴槽温度，转速，真空度，蒸汽和冷却液温度。

安全方便：自定义方法，一键启动，开机后保存上次方法数值；加热浴槽高温保护功能，防干烧设计；断电后设备可将玻璃装置自动升起到安全位置；标配安全防护罩。

高压反应釜 CR-2000



用户对反应釜的需求往往千差万别，针对不同的实验需要不同的反应釜装置，但是 **safety**，稳定是客户所追逐的。经过多年的经验，优莱博已经积累了种种应用于反应系统的基础技术，以及标准化反应釜设计方案。通过模块化设计和搭建，为用户打造实验专属的反应釜系统。

优莱博新品高压反应釜中，釜盖，釜体容积，釜体材质，密封圈材质，压力检测，泄压阀和爆破膜等 **safety** 设计方面都有多种选择；搅拌方式，加热方式也会有不同的选择；还可以提供气体、液体、固体手动和自动进样单元，采样单元；不同体积的反应釜会有专门的支架进行安装；甚至能够提供控制系统，让实验流程自动化起来，实验参数可存储和追溯，实验过程可重复。

产品特点：

功能大的小型高压反应釜，特别适用于小量及贵重样品

反应釜材质包括不锈钢，可选择带底阀的机型

Z 高耐压 100 bar，耐温 300°C

釜体釜盖采用链式快开夹具，方便拆卸

密封 O 型圈可选材质包括：Viton®，PTFE 和 Kalrez® 等

可选择电加热套，JULABO 油浴恒温夹套，或者加热制冷盘管的方式进行温度控制
磁耦密封轴承 RV-100，确保系统的高密封性

全自动电位滴定仪 CAT

新型自动电位滴定仪 CAT 是优莱博专为常规应用开发设计，外观时尚，使用便捷，满足您对常规滴定实验索有的要求，除终点滴定和等当点滴定之外，CAT 还可以作为一款自动连续 pH 测量设备，配套自动连续滴定单元，用户可对大量样品进行连续快速滴定分析。

产品特点：

超清明亮的触摸屏

触摸屏设计，清晰人机互动界面，操作人员可轻松完成各种操作及编辑任务

紧凑外形设计

紧致时尚的外形设计，确保性能的稳定可靠

简单便捷

导航式菜单，图标化设计，只要轻轻点击屏幕，即刻启动日常滴定任务

模块化设计

Z 多可加装两位滴定管，三套蠕动泵配套完成复杂滴定实验，Z 大程度实现滴定过程的自动化

外围配套设备

磁力搅拌滴定台，16 位连续滴定转盘，35 位连续滴定转盘，打印机，软件等

方法

内置标准方法模板，用户可根据模板快速进行方法编辑

自动液位配平

蠕动泵配合液位器，对于大量样品的滴定，大大减少准确计量样品体积的时间，加速分析速度

自动曝气

对于 T 殊试验，可选择自动曝气装置，根据应用程序，滴定前 CAT 会自动进行曝气

滴定曲线

滴定过程中，滴定曲线和积分曲线会实时显示

滴定报告

每次校准结果，标定结果以及滴定结果分别储存在不同的区域，可通过 U 盘导出软件

配套 CAT 软件，可对滴定结果，滴定曲线进行存储

即开即用

安调完毕后，CAT 将即开即用，准备时间极短

优莱博技术（北京）有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「D39」洽谈、合作

联系方式

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼A厅4层411室

电话：4008092068

邮箱：info@julabo.cn

网址：www.julabo.cn



参观预登记小程序