

邀请函|品牌赞助商——广胜科技无锡有限公司

与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: Y25

广胜科技无锡有限公司

品牌介绍

广胜科技无锡有限公司坐落于有“太湖明珠”美誉的无锡，一家面向多领域安全存储问题的设备及解决方案供应商，多年来坚持科技创新研发，诚信经营，只为更好的服务客户。

公司通过 ISO 质量，环境及职业健康安全管理体系认证，荣获国家高新技术企业。经过多年的沉淀，广胜拥有一支经专业培训、技术精湛的工程技术人员队伍，既秉承传统技术，又不断引进吸收国际领先的技术，专业从事安全柜，气瓶柜，智能化设备，净气型通风柜，药品柜，户外暂存柜，实验室整体改造方案，库房设计等系列产品。

广胜的产品广泛应用于实验室，化工行业，研究院，医院，疾控中心，科研院校等。

企业精神：坚持诚信，追求卓越

产品推荐

易燃品储存柜（全钢系列）



产品特性

- ◆ 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38MM的绝缘层，可有效隔离热源；
- ◆ 厚度≥1.0MM优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；
- ◆ 三点联动式门锁，即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全；
- ◆ 钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；
- ◆ 柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；
- ◆ 50MM高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
- ◆ 专业规范的警示标签显而易见；
- ◆ 装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；
- ◆ 独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120KG；
- ◆ 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；
- ◆ 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

易燃品储存柜（全钢系列）



毒害品储存柜



产品特性

- ◆ 柜体外壳全部采用12MM的冷轧钢板，底座采用2.0MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
- ◆ 柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板；
- ◆ 柜体右侧设有手动可调进风口；
- ◆ 柜体内部最下层留有可以存放不少于120MM厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；
- ◆ 柜底装有四个Φ50MM的移动脚轮，便于柜体移动；
- ◆ 柜中设3块三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动隔板，层板设有10MM的通气孔；隔板外沿镶装有PVC一次成型护栏，护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；
- ◆ 防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；
- ◆ 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。
- ◆ 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
- ◆ GS-WDPG01柜顶部中间有Φ150MM出风口且网口中内置一个AC220V、50Hz、0.18A轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。
- ◆ GS-WDPG02柜顶部中间有Φ150MM出风口且网口中内置一个AC220V、50Hz、0.18A轴流风机，配有时控温湿度控制器，对柜内温湿度实时监控，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。
- ◆ GS-WDPG03柜顶部中间配有24V风机，配置七英寸液晶触摸显示屏，实时温湿度环境监控、风机监控、VOC浓度环境监测及一体化报警系统。

PP 强酸强碱储存柜



◎ 产品特性

- ◆ 柜体采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
- ◆ 柜门采用15MM贴膜PP（聚丙烯）板制作，使用寿命长，质量有保证。
- ◆ 层板采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。
- ◆ 桥式把手采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。
- ◆ 铰链采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选。
- ◆ 门吸采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证。
- ◆ 锁具采用PP抗腐蚀塑料锁。
- ◆ 警示标签柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。

PP 通风柜



产品特性

- ◆ 上部柜体：主框架采用优质纯料8MM PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计，导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。
- ◆ 操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面也可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。
- ◆ 下部柜体：储物柜体，采用浅白色耐酸碱PP材质，经折弯工序使立柱形成“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。
- ◆ 移动门：无段式设计，手感轻盈，视窗采用5MM透明钢化玻璃制作，耐酸碱性能优异。调节门边框为灰色PPC型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。每台通风柜采用调节门悬吊钢索连接，PP材质调节门平衡配重箱设计。
- ◆ 电路设备：
开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，照明开关，总电源开关。
插座部分：每台通风柜装设带防溅盖220V/10A 电源插座2个。

进气型通风柜



产品特性

- ◆ 金属部件主要材质 $\geq 1.2\text{MM}$ 镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。
- ◆ 前板及侧板主要材质 $\geq 6\text{MM}$ 亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适，美观大方。
- ◆ 七英寸液晶触摸屏显示，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监控及一体化报警系统。
- ◆ 美国进口PSC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。
- ◆ 高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效HEPA过滤器，对大于 $0.3\mu\text{M}$ 的粒子，过滤效率达99.995%。
- ◆ LED照明灯功率相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度，节能、环保、寿命长。
- ◆ 环氧树脂台面具有优越的化学稳定性，超强的抗腐蚀性能，抗冲击性能好无破坏，耐高温性能优异，一体成型，使用寿命长，不脱层，不膨胀、不龟裂。

室外实验室废弃物暂存柜



应急器材柜



产品特性

- ◆ 12MM厚度的镀锌钢承制,标准双开门结构,坚固耐用;
- ◆ 固定式层板承重达到100KG,最大程度的存储您的重量级物品;
- ◆ 长视窗设计,使柜内存储物品一目了然,如遇紧急情况,更迅速的存取所需物品;
- ◆ 特有的T型隔物架结构,可存放如防护服之类的大件物品;
- ◆ 可根据客户的需求,设计柜内格局,满足不同尺寸的物件存放;
- ◆ 优质的环氧树脂漆,具有优良的防腐性、耐水性、热稳定性和电绝缘性,安全性能更强;
- ◆ 柜体正上方有醒目提示标签。

智能安全实验室建设方案



1

设施安全

2

通风安全

3

化学安全

4

废弃物暂存安全

5

个人防护安全

6

安全管理系统平台

7

安全警示标识

8

安全教育及培训宣传

气瓶存储柜



产品特性

- ◆ 采用≥1.0MM优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
- ◆ 柜门采用可拆卸式铰链，正面带透明视窗。
- ◆ 透明钢化玻璃视窗，样式独特新颖。
- ◆ 柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。
- ◆ 内部采用不锈钢活动式固定架，适应不同尺寸气瓶的存储，防止气瓶倾倒。
- ◆ 采用304不锈钢把手，美观大方。
- ◆ 柜体底部设有加厚印花踏板，方便气瓶装卸。
- ◆ 报警器装置: (选配)
 - A、可燃气体探测报警器，当工作环境中可燃气体泄露时，气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时，就会发出报警信号，提醒工作人员采取安全措施。
 - B、专用气体探测报警器，根据气瓶储存情况选配专用气体探测报警装置，灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式、有毒式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氯气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷、氨气等），采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
- ◆ 自动排风系统: (选配)

当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

广胜科技无锡有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「Y25」洽谈、合作

联系方式

广胜科技无锡有限公司

电话:18800567577

地址: 江苏省无锡市锡山区东港镇朝阳路 158 号

网址:<http://www.guangsheng.club>)



参观预登记小程序