

邀请函|品牌赞助商——山东致和臻科学仪器有限公司 与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: A21/23

山东致和臻科学仪器有限公司

品牌介绍

山东致和臻科学仪器有限公司是山东省内具有强大规模和实力的实验室仪器设备供应商。公司产品赛默飞 HPLC、IC、GC、水机、质谱、光谱等产品, 色谱柱、样品瓶、氘灯、移液器等耗材, 实验室常用溶剂, 霍尼韦尔甲醇、乙腈等色谱试剂, 普利赛斯天平、苏信、赫斯曼产品等。公司自成立以来一直致力于世界先进分析仪器及耗材的推广、销售及服务工作。为生物制药、食品饮料、石油化工、金属冶炼、纺织印染、工矿电力、科研院所、检验检疫、环境保护、各大高校等行业用户提供了整体化服务, 赢得了广大新老用户的信赖和赞誉。

“诚信为本、合作共赢”是我们的经营理念; “用户至上, 服务无限”是我们的服务宗旨, 用我们的行动为用户提供最满意的服务是我们不懈追求的目标。

我们致力于与客户并肩前行, 衷心希望与各界新老用户建立起长期而稳定的合作关系, 以合作共赢、服务客户为指导思想, 用最优质的产品和最完善的服务来回馈客户的信赖与支持!

产品推荐

Thermo Scientific Vanquish

Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统采用全新设计，提供了 UHPLC 的新标准——分离出色，信息更多，性能更优。这些生物兼容系统易于使用、完全集成，拥有满足高通量工作流程的高样品容量、高质量的泵性能、高信噪比和线性，具有两种温控模式，黄金标准的 CDS 软件可在同一个系统内同时控制主动和被动预热功能。

Thermo Scientific Dionex

ICS-6000



使用世界上首台可以在高达 5000 psi 压力下操作的模块式离子色谱 (IC) 系统，达到分离度和通量显著增加的效果。当配置为 Reagent-Free™ IC (RFIC™) 系统时，Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 标准孔和微孔系统可以在高达 5000 psi 压力下持续运行。利用较小粒径 (4 μm) 色谱柱提高分辨率，采用较高流速和 150 mm 色谱柱在不降低所需分辨率的

情况下加快运行速度，或采用标准流速和 250 mm 色谱柱提高分辨率。能够对该灵活的模块化系统进行配置，使其适合极广泛的各种应用。

变龙工作站：Chromeleon

变色龙色谱数据系统



利用 Dionex Chromeleon 7 色谱数据系统软件的丰富功能改善您的工作流程

- 适用于质谱分析
- 统一的仪器控制
- 性能增强
- 改进的分析和报告功能
- 具备合规性的数据管理
- 灵活的选项


TSQ™ 9610 三重四极杆 GC-MS



致和錄儀器

为了可靠地保持领先，您的 GC-MS/MS 系统必须提供卓越性能，同时始终如一地生成值得信赖的定量分析结果。为此，请选用 Thermo Scientific™ TSQ 9610™ 三重四极杆 GC-MS/MS 系统。以用户为中心的 Thermo Scientific™ NeverVent™ 技术、使用寿命延长的探测器和智能软件避免不必要的停机以极大限度地提高样品处理和投资回报率 (ROI)。全新扩展的线性动态范围结合久经考验的高灵敏度可以确保您在极严苛的监管方法和业务需求上保持领先。

普利赛斯天平



普利赛斯包括了微量天平、分析天平、精密天平、工业天平、水分仪、全自动水分灰分分析仪等，采用独特的 MFR 磁力补偿传感器结构及软件补偿技术，生产中采用温度补偿、Robot 测试等关键工艺，确保“瑞士精度”、“瑞士品质”

霍尼韦尔溶剂和试剂。

GenPure Pro 水净化系统



Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro 水净化系统小巧、灵活，能够在节省空间的同时生产一级超纯水。该系统可生产品质稳定的 18.2 megohm-cm (兆欧-cm) 水，适用于极严苛的实验室应用。取水器具有很高的灵活性，以装置为中心取水半径可达 24" (60 cm)。可安装在实验室工作台上或墙壁上。集成式给水监测有助于极大限度延长滤芯使用寿命。利用 Aquastop 快速连接功能可在数秒内轻松完成滤芯更换。

霍尼韦尔溶剂和试剂



霍尼韦尔溶剂和试剂所有溶剂和试剂均经过严格过滤（氧化试剂：0.2 微米，其他试剂：0.1 微米），减少了固体微粒污染。

霍尼韦尔溶剂、混合物和标准品可保证低杂质性和高一致性。

广泛用于实验室及批量生产规模的 DNA/RNA 合成。

液相色谱柱



三十余年色谱经验，值得信赖，广泛应用的出色的填料
柱效高、重现性好、使用寿命长
有极好的质量、售后服务和技术支持

气相色谱柱



- 即使是很高的操作温度下，也不会出现柱流失现象
- 出色的耐用性，用于复杂样品的分离
- 性能可靠、并具有很好的重现性
- 完整的耗材系列，适用于各种气相色谱仪

样品瓶



Thermo SureSTART 全明星系列样品瓶
Thermo Scientific 精简选择。可靠质量。

移液器



Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F1、F2、F3 可变量程单通道移液器使用舒适，轻松易用，而且具有特定结构的调节旋钮可让您在设定容量时更加自信可以在每日移液操作中发挥理想作用。

山东致和臻科学仪器有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会

系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「A21/23」洽谈、合作

联系方式

山东致和臻科学仪器有限公司
地址：山东省济南市历城区王舍人北街88号东岱生科产业园220室

如有产品资料、详细参数需求，
可联系：4006788797
网址：www.zhihezhen.com

扫描二维码关注





参观预登记小程序