

邀请函|品牌赞助商——青岛恒诺丰科贸有限公司 与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: A01

青岛恒诺丰科贸有限公司



品牌介绍

青岛恒诺丰科贸有限公司成立于2012年,公司坐落于山东省青岛市中央商务区,公司核心层均为化学分析领域的专业人士,致力于在食品药品检测、环境监测,高校科研院所以及食品化工、机械铸造等大中型企业领域提供优质的实验室仪器以及技术服务,并提供整体的实验室解决方案。

主要经营产品有:BRUKERS8型X射线荧光光谱仪,S6型X射线荧光光谱仪;Centurion水土自动进样器、MERX2全自动烷基汞分析系统、Evolution2吹扫捕集浓缩仪、新型污染物净化系统、DEENA样品全自动石墨消解及前处理系统,IRIDIA Teledyne 极速成像激光剥蚀系统;CleverChem系列全自动化学分析仪,

MCHMBX 系列全自动便携式化学分析仪；上海小聪高通量磁力搅拌器，多联磁力搅拌器，CSU 系列顶置搅拌器等，自主品牌：奥林湾（All In One）离心管振摇仪、降落数值测定振摇仪、自碎式 QuEChERS 萃取盐预封管、QuEChERS 散式固相萃取净化管等

我公司自成立以来，凝聚了众多行业内的专业销售以及技术人员，公司坚持“科学化、专业化、标准化”的发展宗旨，努力创造高质量的产品体系和技术服务体系。

产品推荐

烷基汞分析解决方案



-
- 水质烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 977 - 2018）标准验证仪器
- 《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 1269 - 2022）标准验证仪器
- 检出限低，重复性好，回收率高
- 国内超 300 台，各省、地市级环监、科研等烷基汞用户的普遍选择

挥发性有机物分析解决方案



- VOCs 吹扫捕集全自动前处理
- 高通量，效率高
- 内标添加精度高
- 可自动稀释，绘制标准曲线
- 先除水再捕集，除水效果好
- 解析压力控制，保障峰型
- 开放式，可连接主流品牌 GC-MS
- 符合 HJ 605-2011, HJ 639-2012 等多个分析标准

新型污染物净化解决方案



- 广泛应用于环境及食品饲料行业
- 全自动净化系统符合国标方法操作步骤

- 其高效、灵活、安全的特性，可全自动对二噁英和多氯联苯类化合物进行净化分离，减少样品损失，提高回收率，保证实验室人员的安全

重金属样品前处理解决方案



- 重金属湿法消解过程全自动化
- 60/72 个样品位可选
- 最高加热温度可达 300°C，加热效率高
- 全新整机防腐蚀性设计
- 国内销售超 600 台

CleverChem 系列全自动化学分析仪



1. 多参数同时分析，一次性可以同时测定 119 个样品的多个参数；
2. 一次可分析的样品量多，分析速度快，分析速度最高可达 350 个样/小时；
3. 结果准确，稳定，数据可靠，分析方法符合 ISO、美国 EPA 及中国的国标；
4. 自动化程度高，实现自动取样、自动取试剂、自动稀释超标样品、自动制作标准曲线、自动清洗比色皿、自动光学测试。
5. 长远分析成本低，使用全自动间断化学分析仪不仅分析速度快、结果精确，同时由于配置有高精度微量取样器，减少了样品和试剂的消耗，所用试剂仅是传统化学法的 1/20-1/30，所有试剂都可采用国产试剂，极大节约试剂成本。
6. 实验室安全，所有测量过程均由仪器完成，最大程度上减少使用者接触化学试剂的机会；同时由于仪器配备废液传感及收集系统，可防止有毒有害气体的溢出，保证了操作者的人身安全，也降低了实验对分析环境的污染。

MCHMBX 系列全自动便携式化学分析仪



- 技术创新：采用微环流分析技术，极大的提高了工作效率，能够为客户在最短的时间获得更多的分析数据。分析速度是同类产品的两倍，提高了工作效率，能够为客户在最短的时间获得更多的分析数据。
- 功能强大：MeaChemBox 自动化程度高，可以单参数检测、多参数批次检测和多参数顺序检测；既可以满足现场的应急监测，也可以作为一台小型在线监测系统使用。
- 配置灵活：MeaChemBox 分析仪可选择单参数版本，也可以选择多参数版本；支持多种检测参数灵活组合。我们提供多种配置供用户选择。
- 稳定可靠：MeaChemBox 所有附件固定在一个非常坚固适合运输的塑料密闭箱内，密闭箱内置一个试剂架固定所有试剂盒和其它所需液体，其所有组件，可在各种恶劣现场环境中持续使用，坚固耐用，同时运行和维护成本低，使用寿命长。
- 操作简单：操作程序设计前所未有的简单，只需打开仪器，放入试剂及样品，软件即可指引你进行检测。仪器出厂前已完成所有测试，用户经快速培训就可完

成所有操作，只需准备试剂就可快速进行检测。结果存储在仪器内，通过 RS232 串口或 USB 可导出数据到电脑，便于数据处理、打印。

●自动化程度高：可实现自动抽取样品、自动消解、自动稀释、自动混合、自动比色和自动校正。

●实时沟通数据：通过 APP 应用程序可即时从智能手机查询/发送结果或报告。

上海小聪多联磁力搅拌器

小聪
Smcon Lab®



- 1、7英寸高清触摸屏。
- 2、铝合金纳米陶瓷加热盘面。
- 3、采用直流无刷电机，性能稳定噪音小，寿命长，安全性高。
- 4、可以配置2,4,6,8个点位，可以选择每个点单独控制或平行控制。

- 5、每个点最大搅拌量为 10L（水），转速范围 100-1500rpm。
- 6、控温精度高，达到 $\pm 0.1K$ 。
- 7、外置传感器跌落自动检测功能，独立限温保护功能，确保使用更安全。
- 8、曲线显示和数据存储、查看、导出功能。
- 9、预约开机功能。
- 10、报警记录查看功能。

SC0 系列多联加热磁力搅拌器



SC0 系列多联加热磁力搅拌器主要用于同时搅拌和加热多组实验溶液，可以极大的提高实验效率和节约实验室空间。可以选配外置传感器，对溶液温度进行精确控制。也可以配备小聪的各类玻璃水浴和不锈钢水浴槽，替代传统水浴锅、水

浴振荡器。相比传统水浴温度更均匀，是实验室加热和恒温处理以及恒温混匀的理想选择，适用于平行合成反应实验。

GSU 系列顶置搅拌器

小聪
Smcon Lab®



- 1、封闭式铝合金外壳，强度高，恒扭矩，耐高温，防腐蚀，操作安全性高。
- 2、高配直流无刷电机，性能稳定噪音小，寿命长，安全性高。
- 3、最大搅拌量为 40 L（水），转速范围 50-1800 rpm。
- 4、平稳启动，有效防止样品溢出，可根据样品粘度变化自动调整扭矩，确保转速恒定。
- 5、过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常时，自动断电并报警。
- 6、表盘单键轻触操作，LCD 数字显示温度、转速，更直观。
- 7、顺时针逆时针互换搅拌模式。
- 8、搅拌棒可根据客户需求选择
- 9、自带防倾斜功能

布鲁克 X 射线荧光光谱仪

波长色散型 S8 TIGER



一、高灵敏度、高准确度及高精密度

二、高安全性、高可靠性

经过德国第三方检测机构对技术指标、辐射保护、电器安全的严格测试，符合德国 DIN54113 射线防护和 CE 电器安全等“产品认证”，是德国政府核准的定型仪器。

布鲁克 X 射线荧光光谱仪

台式波长色散型 S6 JAGUAR



S6 JAGUAR 采用紧密的 WDXRF 光路，和高达 400W 的激发功率，比其他紧凑型 WDXRF 仪器具有更好的分析灵敏度和更快的测量速度。
相对于 200W 或 50W 的 WDXRF 仪器，测量时间能成倍地缩短，测量精密度大幅度提高。

奥林湾 (ALL - LIN-ONE)

离心管振摇仪



1. 可将离心管连同离心管架一起振摇，省去将离心管从离心管架取出放置于振摇仪，以及从振摇仪取出放置于离心管架的步骤，省时省力。
2. 可容纳市售的离心管架，可容纳孔径 30mm 的 50mL 离心管，孔径 16mm 的 15mL 离心管。
- 3、容量：有 12、18 位多种选择
4. 离心管振摇仪的使用范围广，可处理单根或同时多根的离心管振荡，提高了离心管的振荡试验效率，缩短了离心管的振荡试验周期。
5. 离心管振摇仪模仿手臂，进行水平振摇兼上下振摇的弧度振摇，相对于现有漩涡混合仪，混合力度更大，混合更均匀，提取效率更高。
6. 通过位置调节器，可以很方便调节上下夹持部之间的距离，适应不同长度离心管。

青岛恒诺丰科贸有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会
系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会
展位「A01」洽谈、合作

联系方式

地址：青岛市市北区连云港路 37 号 3019 户

邮编：266000

电话：19539065179/13863990986

邮箱：qdhnf2012@163.com



参观预登记小程序