

邀请函|品牌赞助商——青岛圣吉仪器系统有限公司

与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: C45

青岛圣吉仪器系统有限公司

品牌介绍

圣吉仪器 (Senge Instrument) 致力于向国内引进高性价比的实验室检测仪器与消耗品, 产品涉及通用理化、微生物学、生命科学等实验室领域, 旨在为全国各地经销商、政府检测机构、海关、疾控、科研、高校、医院、第三方检测、制药、食品、饲料、日化等企事业单位提供全面、专业的解决方案。

目前, 我司拥有多个品牌的中国总代理与一级代理权, 包括意大利 Steroglass、英国 NE、德国 Behr、美国 Awareness、瑞士 Gerber、日本 MGC、日本 Nissei、英国 Seward、美国 Tyler、美国 Elab 等, 产品线丰富, 涵盖了样品前处理设备, 如拍打式均质器、破碎乳化仪、分散机、组织捣碎机; 食品药品分析仪器: 如酶标仪、乳品离心机、蛋白测定仪、纤维与脂肪测试仪、番茄酱粘度计、水分活度仪、泰勒振筛仪、微生物快速检测系统、厌氧菌产气系统等多种检测设备。同时, 公司引进国际上先进产品和技术, 创建自主品牌 **SENGE™**, 为客户提供更具竞争力的产品和服务。

经过多年的稳步发展, 公司拥有十多年行业经验的销售团队和专业的应用与售后工程师, 赢得了诸多客户的高度信赖, 在业内享有极佳声誉。圣

吉仪器奉行“团结协作、诚信、敬业、热情、进取”的核心价值观，秉承“专业精湛，优质服务”的经营宗旨，做到产品与应用相结合，为客户提供优质的产品和服务，助力实验更轻松，我们将继续与客户建立互惠共赢的长久合作关系，为中国实验室创造更大的价值，做出新的贡献！

产品推荐

美国 Seroat 赛瑞特 LAB-BAG™

系列高压灭菌袋



赛瑞特 M-BAG™ & LAB-BAG™ 高压灭菌袋，是一种用于盛放和灭菌实验室生物废弃物、器具的容器。由不同的材质和特殊工艺制造，可适用于多种温度的湿热灭菌或热空气灭菌，取用方便，颜色醒目，易识别。用于盛放生物实验废弃后的培养皿、培养瓶、管、吸头、移液管、阳性样品等实验室器具、耗材，并经灭菌后丢弃，大大降低了潜在的生物危害，为您创造安全卫生的工作环境，助力安全环保事业。

- 耐高温蒸汽 121℃ | 134℃ | 146℃
- 机械强度高，耐温更持久
- 多种尺寸、不同颜色可选
- 特殊改良材质，坚韧，耐穿刺

意大利 Steroglass 斯特洛 WaterLab

高精度露点水分活度仪

特点:

- 新一代 7" 智能彩色触摸屏, 图形显示界面, 清晰直观, 操作方便
- 用户友好的系统管理软件, 带有弹出窗口界面和警告系统, 便于操作流程管理
- 支持以太网连接, 用于本地网络数据传输和控制, 通过 aWdata 软件实现网络化实时监测
- 多种测量模式: 单次/连续/N3/寿命测试/LES 模式/ISO18787
- 带有 TEST LIFE 模拟程序, 可模拟样品在极限温度变化后水活度值的变化, 以判断产品真实货架寿命
- 数据存储、自动生成样品曲线图、保存操作员、时间、日期等数据管理, 具有完全的灵活性
- 支持便捷的 U 盘存储器原始数据导出功能 (CSV 格式)
- 带有 USB 数据接口, 可连接电脑通过运行 aWdata 软件, 实现样品数据的下载、输出与管理
- 带有 RS232 接口, 用于连接外部条码阅读器、热敏或针式打印机, 可自动实时打印原始数据, 同时可通过 PC 端外部打印检测报告, 含样品曲线图
- 安全性高, 符合 21 CFR Part 11, 管理员和用户可通过密码权限管理, 包括审计追踪等
- 认证与方法: CE、ISO9001; AOAC、ISO21807、ISO18787、GMP、美国 USP、国标

水活度:

- 镜面冷却露点传感器
- 测量范围: 0.030-1.000 aw
- 分辨率: 0.0001aw
- 准确性: ± 0.003 aw (25°C)
- 重复性: 0.001 aw
- 测量时间: < 5 分钟
- 校准: 最多 6 点校准法 (0.250 -0.500 -0.760 -0.920 -0.984 -1.000 aw)
- 探头开放式设计, 样品室表面光滑抗菌, 易于日常清洁维护。配有循环风扇以快速平衡蒸汽压; 高密封性的腔室, 确保不受外部环境干扰

温度

- 红外温度传感器
- 温度控制范围: 25°C 标准; $15-50^{\circ}\text{C}$
- 温度分辨率: 0.01°C
- 样品温度准确性: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 操作环境: $5-50^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 0-90% (非冷凝)
- 红外线直接辐射样品, 可准确、快速读取样品的真实温度; 样品室上下带有温度探测孔, 便于验证

应用领域:

主要应用于食品、制药、化妆品和饲料行业在产品质量控制或研发

青岛圣吉仪器系统有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「C45」洽谈、合作

联系方式

青岛圣吉仪器系统有限公司

电话：400-688-2270

邮箱：sales@sengecn.com

网址：www.sengecn.com



参观预登记小程序