


邀请函|品牌赞助商——海昌仪器（苏州）有限公司 与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: D38

海昌仪器（苏州）有限公司



品牌介绍

海昌仪器（苏州）有限公司坐落在江苏省东南部的古娄底——太仓，毗邻国际金融中心——上海；是一家集设计、研发、生产、销售、售后于一体的专业化高新制造企业，并通过了 ISO9001、CE、一类医疗备案等资质。

公司主要产品：大容量冷冻离心机、高速冷冻离心机、低速冷冻离心机、高速离心机、低速离心机、台式离心机、实验室离心机等系列产品；产品广泛应用于各大专院校、科研、生物制药、血站、疾控及各级医院。

“海纳百川迎四方朋友”是我们海昌人的待客之道，“以诚为本、以信至上”是我们打造“海昌仪器”品牌的宗旨。

海昌仪器承诺：自安装之日起 24 个月内，由海昌专业工程师免费维修，保修期外，终身维护。

海昌仪器（苏州）有限公司竭诚欢迎新老客户光临指导，将持续为您提供更好的产品及服务！

产品推荐

TG-17R DESKTOP HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

TG-17R 台式高速冷冻离心机

■ 产品介绍

广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程、蛋白核酸及PCR实验室等领域；适用于高等院校、科研单位及各级医院。

■ 产品性能

- 微机控制，高效能变频电机
- LCD液晶显示，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值
- SHORT瞬时速离心功能按键，按住即可运行
- 配有电子门锁，设有门盖、超速、超温等保护，具有故障自动报警功能，安全可靠
- 程序可编辑操作，9组程序储存模式；9档升降速运行模式



<p>产品名称: 角转子 转子容量: 22×1.5/2.2ml 最高转速: 13500/min 最大相对离心力: 34870×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 13000/min 最大相对离心力: 34320×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 48×1.5/2.2ml 最高转速: 14500/min 最大相对离心力: 21150×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 48×0.5ml 最高转速: 13500/min 最大相对离心力: 13850×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 36×1.5/2.2ml 最高转速: 13500/min 最大相对离心力: 17320×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 20×5ml 最高转速: 13500/min 最大相对离心力: 17320×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 12×5ml 最高转速: 16000/min 最大相对离心力: 18317×g</p>
<p>产品名称: 角转子 转子容量: 12×3ml 最高转速: 13000/min 最大相对离心力: 15120×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 8×3ml 最高转速: 13000/min 最大相对离心力: 17950×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 8×3ml 最高转速: 13000/min 最大相对离心力: 17950×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 10×7ml(小量程) 最高转速: 13500/min 最大相对离心力: 13750×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 4×120ml 最高转速: 15000/min 最大相对离心力: 13320×g</p>	<p>产品名称: 角转子 转子容量: 4×8×0.2ml(PCR)管 最高转速: 15000/min 最大相对离心力: 20010×g</p>	

■ 技术参数

型号	TG-17R
最高转速	18500r/min
最大相对离心力	24870×g
最大容量	4×100ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1s~99min59s
温度设置范围	-15℃~+40℃
温控精度	±2℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂R134a
整机噪声	≤58dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	950w
外形尺寸	370×610×520mm(L×W×H)
重量	55kg

海昌仪器（苏州）有限公司

冷冻离心机

TG-16R HIGH SPEED MICRO-REFRIGERATED CENTRIFUGE

TG-16R高速微量冷冻离心机

■ 产品介绍

带多种规格微量离心管转子，体积小，广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程、蛋白核酸及PCR实验室等领域；适用于高等院校、科研单位及各级医院。

■ 产品性能

- 微机控制，高效能变频电机
- LCD液晶显示，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值
- SHORT瞬时离心功能按键，按住即可运行
- 配有电子门锁，设有门盖、超速、超温保护，具有故障自动报警功能，安全可靠
- 程序可编辑操作，9组程序储存模式；9档升/降速运行模式



产品名称: 转子
转子容量: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 17000/min
最大相对离心力: 10300×g



产品名称: 转子
转子容量: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 15000/min
最大相对离心力: 24320×g



产品名称: 转子
转子容量: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 13000/min
最大相对离心力: 17320×g



产品名称: 转子
转子容量: 12×5ml
最高转速: 20000/min
最大相对离心力: 18000×g



产品名称: 转子
转子容量: 48×0.5ml
最高转速: 13000/min
最大相对离心力: 33000×g



产品名称: FC型微量转子
转子容量: 4×8×0.2ml(80个微管)
最高转速: 15000/min
最大相对离心力: 20000×g

■ 技术参数

型号	TG-16R
最高转速	17000r/min
最大相对离心力	24320×g
最大容量	12×5ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1s~99min59s
温度设置范围	-15℃~+40℃
温控精度	±2℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂R134a
整机噪声	≤58dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	700w
外形尺寸	560×285×310mm(L×W×H)
重量	41kg

TD-5R LOW SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

TD-5R 低速冷冻离心机

产品介绍

广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程、蛋白核酸及PCR实验室等领域；
适用于高等院校、科研单位及各级医院。



产品性能

- 微机控制，高效能变频电机；
- LCD液晶显示，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值；
- SHORT瞬时离心功能按键，按住即可运行；
- 配有电子门锁，设有门盖、超速、超温等保护，具有故障自动报警功能，安全可靠；
- 程序可编辑操作，9组程序储存模式；9档升降运行模式。



技术参数

型号	TD-5R
最高转速	5500r/min
最大相对离心力	5410×g
最大容量	4×500ml
转速精度	±20r/min
定时范围	1s~99min59s
温度设置范围	-15℃~+40℃
温控精度	±2℃
压缩机组	进口高性能压缩机超环保制冷剂R134a
整机噪声	≤65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 15A
整机功率	900w
外形尺寸	730×570×400mm(L×W×H)
重量	70kg

TG-16 DESKTOP HIGH SPEED CENTRIFUGE

TG-16 台式高速离心机

产品介绍

广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程、蛋白核酸及PCR实验室等领域；适用于高等院校、科研单位及各级医院。

产品性能

- 微机控制，高效能变频电机
- LCD长条液晶数字显示屏，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值
- SHORT瞬时速心功能按键，按后即可运行
- 配有电子门锁，设有门盖、超速等保护，具有故障自动报警功能，安全可靠
- 程序可编辑操作，9组程序存储模式；9档升/降速运行模式



产品名称: 转子
转子容量: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 19000r/min
最大相对离心力: 26230×g



产品名称: 转子
转子容量: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 19000r/min
最大相对离心力: 13625×g



产品名称: 转子
转子容量: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 19000r/min
最大相对离心力: 19325×g



产品名称: 转子
转子容量: 20×5ml
最高转速: 13000r/min
最大相对离心力: 17325×g



产品名称: 转子
转子容量: 12×5ml
最高转速: 13000r/min
最大相对离心力: 13668×g



产品名称: 转子
转子容量: 12×12ml
最高转速: 13000r/min
最大相对离心力: 16128×g



产品名称: 转子
转子容量: 8×15ml
最高转速: 12000r/min
最大相对离心力: 13845×g



产品名称: 转子
转子容量: 8×15ml
最高转速: 12000r/min
最大相对离心力: 13845×g



产品名称: 转子
转子容量: 10×7ml(4.5ml)
最高转速: 12000r/min
最大相对离心力: 13750×g



产品名称: 转子
转子容量: 4×100ml
最高转速: 12000r/min
最大相对离心力: 11325×g



产品名称: 转子
转子容量: 4×8×0.2ml(PCR)微量
最高转速: 13000r/min
最大相对离心力: 20610×g

技术参数

型号	TG-16
最高转速	19000r/min
最大相对离心力	26230×g
最大容量	4×100ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1s~99min59s
整机噪声	≤65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	500w
外形尺寸	460×360×310mm(L×W×H)
重量	36kg

TD-5 TABLE LOW SPEED CENTRIFUGE

TD-5 台式低速离心机

产品介绍

广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程、蛋白核酸及PCR实验室等领域；适用于高等院校、科研单位及各级医院。

产品性能

- 微机控制，高效能变频电机；
- LCD液晶显示，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值；
- SHORT瞬时离心功能按键，按住即可运行；
- 采用弹簧悬挂减震系统，具有自动平衡功能；
- 配有电子门锁，设有门盖、超速等保护，具有故障自动报警功能，安全可靠；
- 程序可编辑操作，9组程序储存模式；9档升/降速运行模式；



产品名称：角转子
转子容量：12×15ml
最高转速：3000r/min
最大相对离心力：3410×g



产品名称：角转子
转子容量：12×20ml
最高转速：3000r/min
最大相对离心力：4780×g



产品名称：水平转子
转子容量：4×50ml
最高转速：3000r/min
最大相对离心力：4980×g



产品名称：水平轴对称转子
转子容量：2×2×250ml
最高转速：4000r/min
最大相对离心力：3540×g



产品名称：水平转子
转子容量：4×250ml
最高转速：4200r/min
最大相对离心力：3600×g



产品名称：水平转子
转子容量：4×250ml
最高转速：3520×g



产品名称：管架
转子容量：2×4×100ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：3620×g



产品名称：管架
转子容量：2×4×100ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：3620×g



产品名称：管架
转子容量：2×4×100ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：3620×g



产品名称：管架
转子容量：3×4×125ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：3620×g

技术参数

型号	TD-5
最高转速	5500r/min
最大相对离心力	5410×g
最大容量	4×250ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1s~99min59s
整机噪声	≤65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	500w
外形尺寸	580×470×365mm(L×W×H)
重量	55kg

TD-4 LOW SPEED CENTRIFUGE

TD-4 低速离心机

■ 产品介绍

广泛应用于生物化学、临床医学、基因工程等领域；适用于高等院校、科研单位及各级医院。



■ 产品性能

- 微机控制，无刷直流电机
- LCD液晶显示，触摸按键，运行中参数可根据需求设置，可显示转速、离心力和时间等数值
- 采用弹簧悬挂减震系统，具有自动平衡功能
- 配有电子门锁，设有门盖、超速等保护，具有故障自动报警功能，安全可靠
- 程序可编辑操作，9组程序储存模式；10档升/降速运行模式



产品名称：角转子
转子容量：24×5ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2200×g



产品名称：角转子
转子容量：24×10ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2200×g



产品名称：角转子
转子容量：12×15ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2200×g



产品名称：角转子
转子容量：12×20ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2200×g



产品名称：角转子
转子容量：6×50ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2040×g



产品名称：水平转子
转子容量：6×50ml
最高转速：4300r/min
最大相对离心力：2700×g

■ 技术参数

型号	TD-4
最高转速	4300r/min
最大相对离心力	2780×g
最大容量	6×50ml
转速精度	±10r/min
定时范围	10s~99min59s
整机噪声	≤50dB(A)
电源	AC220V 50Hz 5A
整机功率	80W
外形尺寸	470×360×310mm(L×W×H)
重量	18kg

海昌仪器（苏州）有限公司

海昌仪器（苏州）有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会
系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会
展位「D38」洽谈、合作

联系方式

联系电话:0512-53987769

传真:0512-53987726

移动电话:13621644340

地址:江苏省苏州市太仓市沙溪镇新建路 32 号

Email : haicsz@126.com 邮编:215421

公司网址: <http://www.haicsz.com/>



参观预登记小程序